

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-Human IgG4



Numéro de catalogue: **CL594-66408**

## Informations de base

Numéro de catalogue: CL594-66408	Numéro d'acquisition GenBank: AL928742	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 3503	CloneNo.: 1A1A2
Hôte: Mouse	Nom complet: immunoglobulin heavy constant gamma 4 (G4m marker)	Dilutions recommandées: IF 1:50-1:500
Isotype: IgG1	MW calculé 55 kDa	Excitation/Emission maxima wavelengths: 588 nm / 604 nm
	MW observés: 55 kDa	

## Applications

Applications testées: IF	Contrôles positifs: IF : tissu d'amygdalite humain,
Spécificité de l'espèce: Humain	

## Informations générales

This antibody detects the heavy chain of human IgG4. The immunogen of this antibody is the specific domain "NKGLPSSIEK" of IGHG4.

## Stockage


**Stockage:**  
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.  
**Tampon de stockage:**  
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA) E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com) W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human tonsillitis tissue using CL594-66408 (Human of IgG4 antibody) at dilution of 1:100.