

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-Syntaxin 1A / Syntaxin 1B



Numéro de catalogue: **CL594-66437** **Phare**

Informations de base

Numéro de catalogue: CL594-66437	Numéro d'acquisition GenBank: BC062298	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 112755	CloneNo.: 2D3B5
Hôte: Mouse	Nom complet: syntaxin 1B	Dilutions recommandées: IF 1:50-1:500
Isotype: IgG1	MW calculé 288 aa, 33 kDa	Excitation/Emission maxima wavelengths: 588 nm / 604 nm
Immunogen Catalog Number: AG10257	MW observés: 33 kDa	

Applications

Applications testées: IF	Contrôles positifs: IF : tissu cérébral de souris,
Spécificité de l'espèce: Humain, rat, souris	

Informations générales

Syntaxins are a family of transmembrane proteins that belong to the SNARE complex (PMID: 11737951). In conjunction with other SNAREs and with the cytoplasmic NSF and SNAP proteins, syntaxins mediate vesicle fusion in diverse vesicular transport processes along the exocytic and the endocytic pathway (PMID: 11737951). Syntaxin 1A and 1B, two closely related isoforms of syntaxin 1, are involved in synaptic vesicle docking and fusion during neurotransmitter release (PMID: 7690687; 1321498; 18691641).

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed mouse brain tissue using CoraLite® 594 Syntaxin 1A / Syntaxin 1B antibody (CL594-66437, Clone: 2D3B5) at dilution of 1:200.