

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-ATF6

Numéro de catalogue: CL594-66563



## Informations de base

<b>Numéro de catalogue:</b> CL594-66563	<b>Numéro d'acquisition GenBank:</b> BC014969	<b>Méthode de purification:</b> Purification par protéine G
<b>Taille:</b> 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	<b>Identification du gène (NCBI):</b> 22926	<b>CloneNo.:</b> 3B7E4
<b>Hôte:</b> Mouse	<b>Nom complet:</b> activating transcription factor 6	<b>Dilutions recommandées:</b> IF 1:50-1:500
<b>Isotype:</b> IgG1	<b>MW calculé:</b> 75 kDa	<b>Excitation/Emission maxima wavelengths:</b> 588 nm / 604 nm
<b>Immunogen Catalog Number:</b> AG21456	<b>MW observés:</b> 90-100 kDa	

## Applications

<b>Applications testées:</b> IF	<b>Contrôles positifs:</b> IF : cellules HepG2,
<b>Spécificité de l'espèce:</b> Humain, rat, souris	

## Informations générales

Activating transcription factor 6 (ATF6) is a transcription factor that acts during endoplasmic reticulum stress by activating unfolded protein response target genes. Binds DNA on the 5'-CCAC[GA]-3' half of the ER stress response element (ERSE) (5'-CCAAT-N(9)-CCAC[GA]-3') and of ERSE II (5'-ATTGG-N-CCACG-3'). Binding to ERSE requires binding of NF- $\gamma$  to ERSE. Could also be involved in activation of transcription by the serum response factor. During unfolded protein response an approximative 50 kDa fragment containing the cytoplasmic transcription factor domain is released by proteolysis. The cleavage seems to be performed sequentially by site-1 and site-2 proteases. The fully glycosylated form of ATF6, a 670 amino acid protein, exhibits an electrophoretic mobility of ~90 kDa in denaturing SDS-gels, in part because of the glycosylated modifications. ATF6 has 3 consensus sites for N-linked glycosylation and exists constitutively as a glycosylated protein. Differentially glycosylated ATF6 forms may result from mutations or experimental treatment (PMID:15804611) (PMID:14699159). The antibody recognizes cleaved and fully glycosylated forms of ATF6.

## Stockage

**Stockage:**  
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.  
**Tampon de stockage:**  
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**

---

## Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using Coralite®594 ATF6 antibody (CL594-66563, Clone: 3B7E4) at dilution of 1:100.