

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-EIF4E

Numéro de catalogue: **CL594-66655** **Phare**



Informations de base

Numéro de catalogue: CL594-66655	Numéro d'acquisition GenBank: BC012611	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 1977	CloneNo.: 3C6B9
Hôte: Mouse	Nom complet: eukaryotic translation initiation factor 4E	Dilutions recommandées: IF 1:50-1:500
Isotype: IgG1	MW calculé 29 kDa	Excitation/Emission maxima wavelengths: 588 nm / 604 nm
Immunogen Catalog Number: AG27191	MW observés: 25 kDa	

Applications

Applications testées: FC (Intra), IF	Contrôles positifs: IF : cellules HepG2,
Spécificité de l'espèce: Humain, rat, souris	

Informations générales

Eukaryotic translation initiation factor 4E(EIF4E) is the rate-limiting part of mRNA 7-methyl guanosine cap-binding component of the translation initiation complex eIF4F. The other subunits of EIF4F are a 50-kD polypeptid, termed EIF4A and a 220-kD polypeptid EIF4G. EIF4E mediates the binding to the mRNA cap then repress the translation. Due to the increasing expression of c-Myc in the oncogene, EIF4E's activity is enhance.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HepG2 cells using CL594-66655 (EIF4E antibody) at dilution of 1:100.



1X10⁶ HepG2 cells were intracellularly stained with 0.4 ug CoraLite®594 Anti-Human EIF4E (CL594-66655, Clone:3C6B9) (red), or 0.4 ug Mouse IgG1 Isotype Control (CL594-66360, Clone: T1F8D3F10) (blue). Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).