

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-PTGER4

Numéro de catalogue: CL594-66921



## Informations de base

Numéro de catalogue: CL594-66921	Numéro d'acquisition GenBank: BC101534	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 5734	CloneNo.: 4A2A12
Hôte: Mouse	Nom complet: prostaglandin E receptor 4 (subtype EP4)	Dilutions recommandées: IF 1:50-1:500
Isotype: IgG2b	MW calculé 488 aa, 53 kDa	Excitation/Emission maxima wavelengths: 588 nm / 604 nm
Immunogen Catalog Number: AG19262	MW observés: 53 kDa	

## Applications

Applications testées:  
IF  
Spécificité de l'espèce:  
Humain, porc, rat, souris

Contrôles positifs:  
IF : tissu cérébral de souris,

## Informations générales

### Stockage

Stockage:  
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.  
Tampon de stockage:  
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed mouse brain tissue using CoraLite®594 PTGER4 antibody (CL594-66921, Clone: 4A2A12 ) at dilution of 1:200.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed mouse brain tissue using CoraLite®594 PTGER4 antibody (CL594-66921, Clone: 4A2A12 ) at dilution of 1:200.