

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-RDM1

Numéro de catalogue: CL594-66941



## Informations de base

Numéro de catalogue: CL594-66941	Numéro d'acquisition GenBank: BC038301	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 100ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 201299	CloneNo.: 1C10B4
Hôte: Mouse	Nom complet: RAD52 motif 1	Dilutions recommandées: IF 1:50-1:500
Isotype: IgG2a	MW calculé: 284 aa, 32 kDa	Excitation/Emission maxima wavelengths: 588 nm / 604 nm
Immunogen Catalog Number: AG28686	MW observés: 32 kDa	

## Applications

Applications testées: IF	Contrôles positifs: IF : cellules A549,
Spécificité de l'espèce: Humain	

## Informations générales

RDM1, also named as RAD52B, encodes a RNA recognition motif (RRM)-containing protein conferred resistance to the antitumor agent cisplatin. The expression of RDM1 is closely related to the cell proliferation and apoptosis of thyroid carcinoma cells and RDM1 may be a potential marker of lung adenocarcinoma. RDM1 has many isoforms (8 kDa, 12-19 kDa and 25-32 kDa) with long or short N-terminus and a great diversity in the exonic composition of C-terminus generated by alternative pre-mRNA splicing and differential usage of two translational start sites. RDM1 protein can be expressed differently in cytoplasm or nuclear/nucleolar in the absence of stress, proteotoxic stress and mild heat shock, suggesting functional differences among the RDM1 proteins. ( PMID: 28939762, 17905820, 28939762, 30069034)

## Stockage

**Stockage:**  
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.  
**Tampon de stockage:**  
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**

---

## Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed A549 cells using CoraLite®594 RDM1 antibody (CL594-66941, Clone: 1C10B4) at dilution of 1:200.