

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-INTS3

Numéro de catalogue: CL594-67060



Informations de base

Numéro de catalogue: CL594-67060	Numéro d'acquisition GenBank: BC025254	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 100ul , Concentration: 2000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 65123	CloneNo.: 2G11B7
Hôte: Mouse	Nom complet: integrator complex subunit 3	Dilutions recommandées: IF 1:50-1:500
Isotype: IgG2b	MW calculé 118 kDa	Excitation/Emission maxima wavelengths: 588 nm / 604 nm
Immunogen Catalog Number: AG9917	MW observés: 118 kDa	

Applications

Applications testées: IF	Contrôles positifs: IF : cellules HeLa,
Spécificité de l'espèce: Humain, rat, souris	

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HeLa cells using CL594-67060 (INTS3 antibody) at dilution of 1:100.