

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-Alpha 2-Antiplasmin



Numéro de catalogue: **CL594-67308**

Informations de base

Numéro de catalogue: CL594-67308	Numéro d'acquisition GenBank: BC031592	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 5345	CloneNo.: 3F6C3
Hôte: Mouse	Nom complet: serpin peptidase inhibitor, clade F (alpha-2 antiplasmin, pigment epithelium derived factor), member 2	Dilutions recommandées: IF 1:50-1:500
Isotype: IgG1	MW calculé 491 aa, 55 kDa	Excitation/Emission maxima wavelenghts: 588 nm / 604 nm
Immunogen Catalog Number: AG4095		

Applications

Applications testées: IF	Contrôles positifs: IF : cellules HepG2,
Spécificité de l'espèce: Humain	

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HepG2 cells using CoraLite®594-conjugated Alpha 2-Antiplasmin antibody (CL594-67308, Clone: 3F6C3) at dilution of 1:100.