

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-eIF4G2/DAP5



Numéro de catalogue: **CL594-67428**

Informations de base

Numéro de catalogue: CL594-67428	Numéro d'acquisition GenBank: BC043149	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 1982	CloneNo.: 3C11A3
Hôte: Mouse	Nom complet: eukaryotic translation initiation factor 4 gamma, 2	Dilutions recommandées: IF 1:50-1:500
Isotype: IgG2a	MW calculé 907 aa, 102 kDa	Excitation/Emission maxima wavelengths: 588 nm / 604 nm
Immunogen Catalog Number: AG12080	MW observés: 97 kDa	

Applications

Applications testées: FC (Intra), IF	Contrôles positifs: IF : cellules HepG2,
Spécificité de l'espèce: Humain, rat, souris	

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HepG2 cells using CoraLite®594 EIF4G2 antibody (CL594-67428, Clone: 3C11A3) at dilution of 1:200.



1X10⁶ HeLa cells were intracellularly stained with 0.2 ug CoraLite®594 Anti-Human EIF4G2 (CL594-67428, Clone:3C11A3) (red), or 0.2 ug Mouse IgG2a Isotype Control (CL594-66360-2, Clone: K11A1B2A2) (blue). Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).