

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-PDS5A

Numéro de catalogue: **CL594-67520**



## Informations de base

Numéro de catalogue:

CL594-67520

Numéro d'acquisition GenBank:

BC009650

Méthode de purification:

Purification par protéine G

Taille:

100ul , Concentration: 1000 µg/ml by

Identification du gène (NCBI):

23244

CloneNo.:

1C8D4

Nanodrop;

Nom complet:

PDS5, regulator of cohesion maintenance, homolog A (S. cerevisiae)

Dilutions recommandées:

IF 1:50-1:500

Hôte:

Mouse

Isotype:

IgG1

MW calculé

1297 aa, 147 kDa

Excitation/Emission maxima wavelengths:

588 nm / 604 nm

Immunogen Catalog Number:

AG11525

## Applications

Applications testées:

IF

Contrôles positifs:

IF : cellules SMMC-7721,

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

## Informations générales

### Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.

Tampon de stockage:

PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed SMMC-7721 cells using CoraLite®594 PDS5A antibody (CL594-67520, Clone: 1C8D4 ) at dilution of 1:200.