

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-Phospho-mTOR (Ser2448)



Numéro de catalogue: CL594-67778

Informations de base

Numéro de catalogue: CL594-67778	Numéro d'acquisition GenBank: BC117166	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 2475	CloneNo.: 2A12G3
Hôte: Mouse	Nom complet: FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1	Dilutions recommandées: IF 1:50-1:500
Isotype: IgG2b	MW calculé 289 kDa	Excitation/Emission maxima wavelengths: 588 nm / 604 nm

Applications

Applications testées: FC (Intra), IF	Contrôles positifs: IF : cellules HepG2,
Spécificité de l'espèce: Humain, souris	

Informations générales

MTOR, also named as FRAP1, FRAP, FRAP2 and RAPT1, belongs to the PI3/PI4-kinase family. MTOR is a Ser/Thr protein kinase that functions as an ATP and amino acid sensor to balance nutrient availability and cell growth. MTOR is kinase subunit of both mTORC1 and mTORC2, which regulate cell growth and survival in response to nutrient and hormonal signals. mTORC1 is activated in response to growth factors or amino-acids. mTORC2 is also activated by growth factors, but seems to be nutrient-insensitive. mTORC2 seems to function upstream of Rho GTPases to regulate the actin cytoskeleton, probably by activating one or more Rho-type guanine nucleotide exchange factors. mTORC2 promotes the serum-induced formation of stress-fibers or F-actin. mTOR is phosphorylated at Ser2448 via the PI3 kinase/Akt signaling pathway and autophosphorylated at Ser2481. mTOR plays a key role in cell growth and homeostasis and may be abnormally regulated in tumors.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using CoraLite®594 Phospho-mTOR (Ser2448) antibody (CL594-67778, Clone: 2A12G3) at dilution of 1:100. DAPI (blue)



1X10⁶ HEK-293 cells were intracellularly stained with 0.4 ug CoraLite®594 Anti-Human Phospho-mTOR (Ser2448) (CL594-67778, Clone:2A12G3) (red), or 0.4 ug Mouse IgG2b Isotype Control (CL594-66360-3, Clone: K11B8C4B5) (blue). Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011).