

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-CIP2A

Numéro de catalogue: CL594-67843



## Informations de base

Numéro de catalogue: CL594-67843	Numéro d'acquisition GenBank: BC130564	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 100ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 57650	CloneNo.: 2A3F3
Hôte: Mouse	Nom complet: KIAA1524	Dilutions recommandées: IF 1:50-1:500
Isotype: IgG1	MW calculé: 905 aa, 102 kDa	Excitation/Emission maxima wavelengths: 588 nm / 604 nm
Immunogen Catalog Number: AG19598	MW observés: 102 kDa	

## Applications

Applications testées: IF	Contrôles positifs: IF : cellules HeLa,
Spécificité de l'espèce: Humain, rat	

## Informations générales

Cancerous inhibitor of protein phosphatase 2A (CIP2A) was originally identified as a cellular protein phosphatase 2A (PP2A) inhibitor, and has been shown to control oncogenic cellular signals by suppressing the tumor suppressor PP2A. CIP2A overexpression has been found in several human malignancies including breast cancer, hepatocellular carcinoma, gastric cancer, head and neck cancer, colon cancer, prostate cancer and non-small cell lung cancer. CIP2A is a 83-102 kDa cytoplasmic protein. ( PMID: 26824320, PMID: 25458953, PMID: 29720672)

## Stockage

**Stockage:**  
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.  
**Tampon de stockage:**  
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**

## Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed HeLa cells using Coralite®594 CIP2A antibody (CL594-67843, Clone: 2A3F3) at dilution of 1:200.