

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-Cyclophilin A



Numéro de catalogue: **CL594-67880**

Informations de base

Numéro de catalogue: CL594-67880	Numéro d'acquisition GenBank: BC005320	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 5478	CloneNo.: 2B11B9
Hôte: Mouse	Nom complet: peptidylprolyl isomerase A (cyclophilin A)	Dilutions recommandées: IF 1:50-1:500
Isotype: IgG1	MW calculé 18 kDa	Excitation/Emission maxima wavelengths: 588 nm / 604 nm
Immunogen Catalog Number: AG1120	MW observés: 18 kDa	

Applications

Applications testées: FC (Intra), IF	Contrôles positifs: IF : cellules HeLa,
Spécificité de l'espèce: Humain	

Informations générales

Cyclophilin A, also named as PPIA and Rotamase A, belongs to the cyclophilin-type PPIase family and PPIase A subfamily. PPIases accelerate the folding of proteins. It catalyzes the cis-trans isomerization of proline imidic peptide bonds in oligopeptides. PPIA forms a trimolecular complex with cyclophilin and calcineurins to inhibit calcineurin phosphatase activity. PPIA is incorporated into the virion of the type 1 human immunodeficiency virus (HIV-1) via a direct interaction with the capsid domain of the viral Gag polyprotein and is crucial for efficient viral replication.

Stockage



Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA) E: proteintech@ptglab.com W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



1X10⁶ HeLa cells were intracellularly stained with 0.4 ug CoraLite@594 Anti-Human Cyclophilin A (CL594-67880, Clone:2B11B9) (red), or 0.4 ug Control Antibody. Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).

Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed HeLa cells using CoraLite@594 Cyclophilin A antibody (CL594-67880, Clone: 2B11B9) at dilution of 1:200.