

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-APOD



Numéro de catalogue: **CL647-10520**

Informations de base

Numéro de catalogue: CL647-10520	Numéro d'acquisition GenBank: BC007402	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 347	Excitation/Emission maxima wavelengths: 654 nm / 674 nm
Hôte: Lapin	Nom complet: apolipoprotein D	
Isotype: IgG	MW calculé: 33 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG0812	MW observés: 22-33 kDa	

Applications

Applications testées:
FC (Intra)
Spécificité de l'espèce:
Humain

Informations générales

Apolipoprotein D (ApoD) is a member of the lipocalin superfamily of ligand transporters, and has been implicated in the transport of small hydrophobic molecules. ApoD is also a component of plasma high-density lipoproteins (HDL). Alteration of ApoD expression has been linked to multiple neurological disorders, including Alzheimer's disease.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



1X10⁶ HeLa cells were intracellularly stained with 0.2 ug CoraLite® Plus 647 Anti-Human APOD (CL647-10520) (red), or 0.2 ug isotype control (blue). Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).