

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-LBR



Numéro de catalogue: **CL647-12398**

Informations de base

| | | |
|---|---|---|
| Numéro de catalogue: CL647-12398 | Numéro d'acquisition GenBank: BC020079 | Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène |
| Taille: 100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop; | Identification du gène (NCBI): 3930 | Excitation/Emission maxima wavelengths: 654 nm / 674 nm |
| Hôte: Lapin | Nom complet: lamin B receptor | |
| Isotype: IgG | MW calculé: 615 aa, 71 kDa | |
| Immunogen Catalog Number: AG3088 | MW observés: 58 kDa | |

Applications

Applications testées:
FC (Intra)

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Informations générales

Lamin-B receptor (LBR) belongs to the ERG4/ERG24 family. LBR is a 58-kDa integral protein of the nuclear envelope inner membrane and anchors the lamina and the heterochromatin to the inner nuclear membrane. LBR may mediate the interaction between chromatin and lamin B. Mutations of the LBR gene have been associated with autosomal recessive HEM/Greenberg skeletal dysplasia.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



1X10⁶ Jurkat cells were intracellularly stained with 0.2 ug CoraLite® Plus 647 Anti-Human LBR (CL647-12398) (red), or 0.2 ug isotype control (blue). Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011).