

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MIP-3 Beta



Numéro de catalogue: **CL647-13397**

Informations de base

Numéro de catalogue:

CL647-13397

Taille:

100ul, Concentration: 1000 µg/ml by

Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4200

Numéro d'acquisition GenBank:

BC027968

Identification du gène (NCBI):

6363

Nom complet:

chemokine (C-C motif) ligand 19

MW calculé

98 aa, 12 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Excitation/Emission maxima wavelengths:

654 nm / 674 nm

Applications

Applications testées:

FC (Intra)

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

CCL19, also known as MIP-3 β , is one of several CC cytokine genes clustered on the p-arm of chromosome 9. CCL19 may play a role in normal lymphocyte recirculation and homing. It also plays an important role in trafficking of T cells in thymus, and in T cell and B cell migration to secondary lymphoid organs. It specifically binds to chemokine receptor CCR7.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



1X10⁶ A549 cells were intracellularly stained with 0.2 ug CoraLite® Plus 647 Anti-Human MIP-3 Beta (CL647-13397) (red), or 0.2 ug CL647-30000 Rabbit IgG (blue). Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).