

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-TMEM119

Numéro de catalogue: CL647-66948

1 Publications



Informations de base

Numéro de catalogue:	Numéro d'acquisition GenBank:	Méthode de purification:
CL647-66948	NM_181724	Purification par protéine A
Taille:	Identification du gène (NCBI):	CloneNo.:
100ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	338773	1E7A2
Hôte:	Nom complet:	Excitation/Emission maxima wavelengths:
Mouse	transmembrane protein 119	654 nm / 674 nm
Isotype:	MW calculé	
IgG3	29 kDa	
Immunogen Catalog Number:	MW observés:	
AG26286	52 kDa	

Applications

Applications testées:
Demandes citées:
FC, IF
Spécificité de l'espèce:
Humain, porc, rat, souris

Informations générales

TMEM119 immunohistochemistry might provide a useful tool for investigating the biology and pathology of human microglia (PMID: 26250788). Microglia can be detected clearly using Catalog#66948-1-Ig. The predicted MW of TMEM119 is 29 kDa. Catalog#66948-1-Ig recognizes 50 kDa band may due to glycosylation.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
A D Roseborough	36721258	J Neuroinflammation	IF,FC

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière.
Tampon de stockage:
PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

