

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TNFSF18



Numéro de catalogue: **HRP-23899**

Informations de base

Numéro de catalogue:

HRP-23899

Taille:

100ul , Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG20979

Numéro d'acquisition GenBank:

BC069319

Identification du gène (NCBI):

8995

Nom complet:

tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 18

MW calculé

177 aa, 20 kDa

MW observés:

44 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules COLO 320, cellules SGC-7901

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C. Éviter toute exposition à la lumière. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec glycérol à 50 %, Proclin300 à 0,05 % et BSA à 0,5 %, pH 7,3.

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with HRP-23899 (TNFSF18 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.