

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-CD314

Numéro de catalogue: PE-65188



## Informations de base

Numéro de catalogue:

PE-65188

Taille:

100 tests, 10 µl/test

Hôte:

Mouse

Isotype:

Mouse IgG1 kappa

Numéro d'acquisition GenBank:

BC039836

Identification du gène (NCBI):

22914

Nom complet:

killer cell lectin-like receptor  
subfamily K, member 1

MW calculé

25 kDa

Méthode de purification:

L'anticorps purifié est conjugué à la R-phycoéritrine (PE) dans des conditions optimales. Le conjugué est purifié par chromatographie d'exclusion de taille.

CloneNo.:

1D11

Excitation/Emission maxima  
wavelengths:

496 nm, 565 nm / 578 nm

## Applications

Applications testées:

FC

Spécificité de l'espèce:

Humain

## Informations générales

### Stockage

Stockage:

Stocker à une température comprise entre 2 °C et 8 °C. Éviter toute exposition à la lumière.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,1 %.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



1X10<sup>6</sup> human peripheral blood lymphocytes were surface stained with APC Anti-Human CD8 (APC-65146, Clone: SK1) and 10 ul PE Anti-Human CD314 (PE-65188, Clone: 1D11). Cells were not fixed.



1X10<sup>6</sup> human peripheral blood lymphocytes were surface stained with APC Anti-Human CD8 (APC-65146, Clone: SK1) and PE-Mouse IgG1 isotype control. Cells were not fixed.